

SteriPro C

Solution alcoolique désinfectante de surfaces




SteriPro C

Le désinfectant de surfaces par excellence.

Le SteriPro C est un incontournable dans le milieu médical, les collectivités, les écoles, les crèches et les industries.

Utilisé par de **nombreux hôpitaux suisses** et autres professionnels, le SteriPro C séduit les spécialistes depuis plus de 25 ans.

Il est composé d'une formule à base d'alcool sans produits chimiques, afin de diminuer notre impact sur la planète.



 **Cleanplanet**[®]

MÉTHODES ET PRODUITS D'HYGIÈNE

Cleanplanet SA
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 784 32 48
cleanplanet@cleanplanet.ch
www.cleanplanet.ch

Solution alcoolique désinfectante de surfaces

Application

Pour la désinfection rapide de petit matériel médical résistant à l'alcool ainsi que toutes surfaces tels que WC, téléphones, point de contact, couverts, verres, assiettes, tables, robinets et équipements non-invasifs.

Le désinfectant liquide est prêt à l'emploi. Efficace contre les bactéries standards, les mycobactéries, les champignons (*Candida albicans*), virus grippaux.

Le SteriPro C est incontournable dans le milieu médical, les collectivités, les écoles, les crèches et les industries.

Utilisé par de nombreux hôpitaux suisses et autres professionnels, le SteriPro C séduit les spécialistes depuis plus de 25 ans.

Il est composé d'une formule à base d'alcool sans produits chimiques, afin de diminuer notre impact sur la planète.

Avantages

- Solution prête à l'emploi
- Désinfection rapide et efficace
- Grand spectre d'activité : Bactéricide, Fongicide, Mycobactéricide, Virucide.
- Séchage rapide, sans trace
- Adapté en milieu médical et pour les zones alimentaires
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Ne jaunit pas les surfaces

Particularités

- Incolore
- Sans parfum
- Ph neutre
- Composé alcoolique exempt d'aldéhydes et amines
- Utilisation manuelle

Remarques

Afin d'utiliser le désinfectant en toute sécurité, lire l'étiquette avant toute utilisation.

Fiche technique et fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Normes

Numéro d'autorisation : CHZN 4242

Biocide TP1 - TP2 - TP4

UFI : ORFR-NAQM-600F-PNJV

CONDITIONNEMENT / RÉFÉRENCES



10 litres

Réf. 120410-10

EAN 9502899248699



1 litre

Réf. 120410-1

EAN 9503218194925



1 litre pulvérisateur

Réf. 120410-1P

EAN 9503218194925



500 ml

Réf. 120410-500

EAN 9503499385791



500 ml pulvérisateur

Réf. 120410-500P

EAN 9503499385791



24 x 100 ml

Réf. 120410-100

EAN 9509954866744

Pharmacode 7770943

Spectre d'activité et temps de contact

Bactéricide (bactéries standards)	30 secondes
Fongicide (levures)	30 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Virucide (virus enveloppés de la grippe, Coronavirus)	30 secondes